

Hygienische Händedesinfektion

Standard-Einreibemethode für die hygienische Händedesinfektion gem. EN 1500

1. Schritt:

Handfläche auf Handfläche.



2. Schritt:

Rechte Handfläche über linkem Handrücken und linke Handfläche über rechtem Handrücken.



3. Schritt:

Handfläche auf Handfläche mit verschränkten gespreizten Fingern.



4. Schritt:

Aussenseite der Finger auf gegenüberliegende Handflächen mit verschränkten Fingern.



5. Schritt:

Kreisendes Reiben des linken Daumens in der geschlossenen rechten Handfläche und umgekehrt.



6. Schritt:

Kreisendes Reiben hin und her mit geschlossenen Fingerkuppen der rechten Hand in der linken Handfläche und umgekehrt.



Desinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände geben. Nach dem oben aufgeführten Verfahren das Produkt 30 sec. in die Hände bis zu den Handgelenken kräftig einreiben. Die Bewegungen jedes Schrittes fünfmal durchführen. Nach Beendigung des 6. Schrittes werden einzelne Schritte bis zur angegebenen Einreibedauer wiederholt. Im Bedarfsfall erneut Händedesinfektionsmittel entnehmen. Darauf achten, dass die Hände über die gesamte Einreibedauer feucht bleiben.

www.bbraun.ch

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical AG
Seesatz
CH-6203 Sempach-Station

Tel. 0848 83 00 44
Fax 0800 83 00 43
sales-hospital.bbmch@bbraun.com